




1.- Index	1
2.- Snelle gids	2
3.- Beschrijving	6
4.- Onderdelen	6
5.- Beoogd gebruik	6
6.- Modellen	6
7.- Personaliseer	7
8.- Aanpassing	8
9.- Tabellen	10
10.- Wijze van gebruik	11
11.- Operaties	11
12.- Voorzorgsmaatregelen voor gebruik	12
13.- Problemen oplossen	13
14.- Portfolio	14




IFU 30 LANGUAGES

www.andropenis.com/ifu/



01



The device measure is 8cm. Therefore, it must be adjusted to your personal size. Measure your penis size in erection. Subtract 4 cm, the result will be your device **PERSONAL SIZE** to start the treatment.

Das Gerät misst 8cm und muss bei Beginn der Behandlung der eigenen Länge angepasst werden. Messen Sie dafür Ihre Penislänge im erigierten Zustand und ziehen Sie 4cm ab. So erhalten Sie Ihre **PERSÖNLICHE GRÖSSE**.

Le dispositif mesure 8cm par défaut. Cependant, pour commencer le traitement, il doit être ajusté à la longueur de votre pénis. Mesurez votre pénis en érection et soustraire 4 cm à la mesure. Le résultat sera **LA TAILLE PERSONNELLE**.

El dispositivo mide 8cm por defecto. Sin embargo, para comenzar el tratamiento debe ajustarse a la longitud del dispositivo a su tamaño personal. Para ello mida su pene en erección y reste 4 cm a la medida obtenida. El resultado será el **TAMAÑO PERSONAL**.

Il dispositivo misura 8cm. Per cominciare il trattamento la sua lunghezza deve essere adattata alle dimensioni del pene. Misuri il pene in erezione, sottragga 4cm e in questo modo otterrà la sua **MISURA PERSONALE**.

アンドロペニスのもともとのサイズは8cmです。勃起時のペニスのサイズを測定し、そこから4cm引いた数が治療開始時のアンドロペニスの個人サイズとなります。

طول جهاز الأندروپينيس 8 سم. لذا، لابد من تعديله لحجم قضيبك. قم بقياس طول قضيبك في حالة الإلتصاب ثم قم بطرح 4 سم من هذا الطول والرقم الناتج سيكون هو طول الجهاز الذي ستبدأ به.

02



Remove the upper plastic support.

Entfernen Sie das obere Plastikteil.

Retirez le support supérieur.


Quite el soporte superior.

Rimuova il supporto superiore in plastica.

プラスチック上部部品を取り外します。

قم بنزع الداعم المصنوع من البلاستيك الموجود في الأعلى.

03



Add as many extension rods as necessary until **the device** matches your **personal size**. Once you have finished, replace the upper plastic support.

Fügen Sie sovielen Achsen wie nötig hinzu, bis **das Gerät** Ihre **persönliche Größe** erreicht hat.

Ajoutez autant d'axes que nécessaire jusqu'à ce que **l'appareil** atteigne votre **taille personnelle**. Ensuite, remplacez le support sur le dessus.


Añada tantos ejes como sean necesarios hasta que alcance la medida de su **tamaño personal**. Después vuelva a colocar el soporte superior.

Aggiunga tante assi quante sono necessarie per raggiungere la sua **misura personale**. Ricollochi il supporto superiore in plastica.

個人サイズになるまで、アンドロベスに短軸を加えていきます。長さの調節が完了したら、始めに取り外したプラスチック上部部品を再び取り付けます。

أضف قضبان عند الضرورة حتى يصل طول جهاز الأندروبسيس إلى **الطول المراد** كما تم حسابه في الأعلى. بمجرد الانتهاء من استخدام الجهاز قم بوضع قطعة البلاستيك مرة أخرى.

04



Thread the silicone band through the Androtop®. Next, insert each band end into the holes of the plastic support.

Stecken Sie das Silikonband durch den Androtop®. Danach passen Sie beide Enden des Silikonbands in die entsprechenden Löcher des oberen Plastikteils ein.

Insérez la bande de silicone à travers Androtop®. Ensuite, insérez chaque extrémité de la bande dans les trous du support supérieur.


Introduzca la cinta de silicona a través del Androtop®. Después, inserte cada extremo de la cinta en los agujeros del soporte superior.

Faccia passare la fascia di silicone attraverso l'Androtop®. Successivamente inserisca entrambi gli estremi della fascia negli appositi fori del supporto superiore.

シリコンバンドをアンドロトプの穴に通します。次に、プラスチック上部部品の穴にシリコンバンドを通すようにしてください。

قم بلف خيط السليكون على الأندروتوب. ثم قم بوضع كل شريط في الأفرام في قطعة البلاستيك.





Your penis must be in flaccidity. Retract your foreskin to uncover your glans completely. We recommend covering the groove of the glans with a gauze, cotton wool and/or even the Androrring® (brown jelly ring).

Ihr Penis muss sich im schlaffen Zustand befinden. Schieben Sie die Vorhaut zurück, sodass Ihre Eichel komplett zum Vorschein kommt. Wir empfehlen Ihnen die Eichel mit einer Gaze, einem Wattebausch oder dem Androrring® (brauner Gelring) zu schützen.


Votre pénis doit être en état de flaccidité. Rétractez le prépuce pour découvrir complètement le gland. Nous recommandons de recouvrir le sillon du gland avec un coton gaze, et / ou même l'Androrring® (anneau marron).

El pene debe estar en flacidez. Retire el prepucio para dejar el glande al descubierto completamente. Recomendamos cubrir el surco del glande con una gasa, algodón o Androrring® (anillo de gel).

Il pene deve trovarsi allo stato flaccido. Ritiri il prepuzio di modo che il glande rimanga completamente scoperto. Consigliamo di proteggere il solco del glande con una garza, cotone o Androrring® (anello in gel).

ペニスが勃起していない状態で、亀頭全体が完全に出るよう包皮を剥きます。亀頭(シリコンバンドが当たる部分)にガーゼやコットン、またはアンドロリング(茶色いシリコンリング)をつけ、保護することをお勧めします。

يجب أن يكون القضيب في حالة الإرتخاء. قم بسحب الجلد الزائد من على رأس القضيب إن وجد. نحن نوصي بتغطية رأس القضيب بقطعة شاش أو قطن أو حتى بالاندورونج. (الحلقة التي لونها بني).



Next, insert your penis through the base ring (the thinnest part of the ring located upwards) and finally through the silicone band loop, resting your glans in the hollow part of the upper plastic support.

Schieben Sie als nächstes Ihren Penis durch den Basisring (die feinere Seite nach oben). Schieben Sie danach die Eichel durch die Schlaufe des Silikonbands, sodass die Eichel gegen die obere Plastikstruktur lehnt.


Ensuite, insérez votre pénis à travers l'anneau de base (la partie la plus mince de l'anneau située vers le haut) et enfin à travers la boucle de la bande en silicone, en reposant votre gland dans la partie creuse du support supérieur en plastique.

Introduzca el pene a través del anillo base colocando la parte más estrecha del anillo hacia arriba. Después haga pasar el glande a través del lazo de la cinta de silicona, dejando que el glande apoye en el soporte superior.

Ora inserisca il pene nell'anello inferiore, orientando la parte più stretta dell'anello verso l'alto. Dopodiché faccia passare il glande attraverso l'anello formato dalla banda in silicone, lasciando che il glande si appoggi al supporto superiore.

次に、ペニスをベースリングに通します(ベースリングは薄くなっているほうが上になります)。さらに、シリコンバンドの輪にペニスを通し、亀頭が上部製品のくぼみに収まるようにします。

ثم بوضع قضيبك داخل الحلقة الدائرية (أرق جزء يكون للأعلى) ثم إلى شريط السيليكون و قم بإراحة رأس قضيبك في الجزء المجوف من قطعة البلاستيك.



Keeping the band above your glans, shorten the loop by pulling on each end of the silicone band until the glans is completely held.

Halten Sie das Silikonband über die Eichel und befestigen Sie diese, indem Sie an den beiden Enden des Silikonbands ziehen bis die Eichel fest sitzt.


En maintenant la bande sur le gland, raccourcissez la boucle en tirant sur chaque extrémité de la bande de silicone jusqu'à ce que le gland soit complètement tenu.

Manteniendo la cinta sobre el glande, acorte el lazo estirando cada extremo de la cinta de silicona hasta que el glande quede bien sujeto.

Mantenendo la fascia sul glande, stringa il laccio tirando entrambi gli estremi del laccio di silicone fino a quando il glande non è ben legato.

龟头をシリコンバンドの輪に通した後、バンドの両端を少しずつ下に引っ張り、ペニスが器具から外れなくなるまで締めていきます。

وضع الشريط فوق رأس القضيب وتقصير الحلقة عن طريق السحب على كل نهاية من شريط السيليكون لحين التأكد من تثبيت رأس القضيب.



Finally, fit the ends of the silicone band into the grooves behind the upper plastic support carefully. You have to stretch the band while pressing into the grooves.

Passen Sie schließlich vorsichtig die Enden des Silikonbands in die Rillen hinter der oberen Plastikstruktur ein. Sie müssen dafür an den Enden des Silikonbands ziehen und gleichzeitig diese in die Rillen drücken.

Enfin, avec précaution, insérez les extrémités de la bande de silicone dans les rainures derrière le support supérieur en plastique. Tirez sur chaque extrémité pour les rendre plus fines tout en appuyant pour les faire rentrer dans les rainures.

Finalmente, ajuste los extremos de la cinta de silicona en las hendiduras de detrás del soporte superior con cuidado. Debe estirar la cinta a la vez que presiona sobre las hendiduras.

Infine inserisca con attenzione le estremità del laccio di silicone nelle fessure presenti sul dorso del supporto superiore. È necessario tirare il laccio nel momento in cui lo si inserisce nelle scanalature.

最後に、シリコンバンドの端を慎重に上部プラスチックサポートの背後の溝にはめ込みます。溝にバンドを押し込みながらバンドを引っ張ってください。

أخيراً، ضع شريط السيليكون في الأخاديد وراء قطعة البلاستيك العلوي بعناية. يجب عليك تمديد الشريط أثناء الضغط عليه في الأخاديد.



3 Beschrijving

Andropenis® is een penisprothese die uitwendig aan de penis wordt bevestigd. Het kan een lichte trekkracht uitoefenen op de penis als een penistrekapparaat, of het kan zonder trekkracht worden gebruikt als een penisprothese, afhankelijk van het beoogde gebruik.

4 Onderdelen

De **Andropenis®** bestaat uit een plastic basisring, twee metalen cilinders met binnenin een springveer, en een plastic bovenstuk met een lus. De plastic onderdelen zijn gemaakt van POM. De veter is gemaakt van siliconen voor medisch gebruik. De metalen assen van de **Andropenis®** original zijn gemaakt van nikkel en die van de **Andropenis®** gold zijn gemaakt van nikkel met een dunne bekleding van 24 karaats goud. De springveren zijn gemaakt van fijn staal en de assen van chirurgisch aluminium.

COMPONENTEN (fig. 1): 1-plastic basisring, 2-rond onderdeel met gat, 3-staafje met schroefdraad, 4-verstelschroef met schroefdraad binnenin, 5-metalen buisje, 6-schroef, 7-springveer, 8-schroef om springveer vast te zetten, 9-grote as van 4 cm, 10-as van 2 cm, 11-kleine as van 0,5 cm, 12-mini as van 0,3 cm, 13-plastic bovenstuk, 14-siliconenveter, 15-beschermend kussentje, 16-beschermende siliconen ringen.

NB: Het is verplicht om een druppeltje olie tussen de onderdelen 4 en 5 te doen, zodat ze beter langs elkaar heen glijden (zie : OIL).

5 Beoogd gebruik

- ❑ Voorkomen van penismisvorming na urologische ingrepen of ziekten (gebruik van spalken).
- ❑ Corrigeer de misvorming van de penis na urologische ingrepen of ziekten (tractiegebruik).
- ❑ De penis verlengen bij micropenis en het kleine-penis syndroom (tractiegebruik).
- ❑ Voldoende stijfheid van de penis creëren of behouden voor geslachtsgemeenschap (gebruik van spalken).

6 Modellen

- ❑ **Andropenis Peyronie**, om misvorming van de penis bij ziekte te voorkomen of te corrigeren.
- ❑ **Andropenis Surgery**, om misvorming van de penis na operaties te voorkomen of te corrigeren.
- ❑ **Andropenis Mini**, om de penis langer te maken of de geslachtsgemeenschap te bevorderen, bij micropenis.
- ❑ **Andropenis Gold**, om de penis langer te maken of geslachtsgemeenschap te bevorderen, bij gevoelige huid.
- ❑ **Andropenis Pro**, om de penis langer te maken of de geslachtsgemeenschap te bevorderen, bij een normale penis.




fig. 1

De aanvangslengte van de **Andropenis®** is 8cm. Het apparaat wordt gemeten vanaf de onderkant van de plastic basisring tot aan de rand van de metalen as (fig. 4.)

Bereken de lengte die de **Andropenis®** voor u moet hebben. Meet met een meetlint de lengte en omtrek in slappe toestand, en daarna de lengte en omtrek in erectie. (fig. 2 en 3).

Bereken uw persoonlijke aanvangslengte: trek 4 cm van de lengte van uw penis in erectie af.




fig. 2



fig. 3




fig. 4

Voorbeeld: 14.7 cm. – 4 cm. = 10.7 cm. > persoonlijke aanvangslengte van de Andropenis® = 10.7 cm.

U moet u het apparaat klaarmaken voor het eerste gebruik door het op de persoonlijke aanvangslengte te brengen. Verwijder het plastic bovenstuk (fig. 5).

Vervolgens brengt u het juiste aantal asjes aan zodat u de persoonlijke aanvangslengte van de **Andropenis®** bereikt (fig. 4).

Voorbeeld: Persoonlijke aanvangslengte van 10.7 cm. = Beginstand van de **Andropenis®** (8 cm.) + onderdeel 10 (2 cm.) + onderdeel 11 (0.5 cm.).



Hoe te gebruiken



fig. 5

OPMERKING:

De beginmaat van Andropenis Mini is 7 cm. Als je deze versie hebt, begin je de aanpassingsperiode bij die meting (7 cm) en houd je die meting 15 dagen vast: de eerste dag gebruik je het apparaat 3 uur, naarmate de dagen verstrijken verhoog je geleidelijk de gebruikstijd. Verhoog na de eerste 15 dagen de gebruikstijd zoals aangegeven in de gebruikstabellen (zie hieronder).

Het gebruik van een beschermende apotheekkatoenband is **VERPLICHT** die in de groef onder de eikel moet worden geplaatst. Breng het siliconenvetermodel (onderdeel 14) aan dat het best past in het aangewezen beschermende kussentje, in overeenstemming met de grootte van de penis (onderdeel 15). Nu dient u de uiteinden van de siliconenveter door de gaten in het plastic bovenstuk (onderdeel 13) te halen, zodat er een lus ontstaat.

Schuif als de penis in slappe toestand is de voorhuid (voor onbesneden mannen) terug (fig. 7), en plaats de siliconenring onder de kroon van de eikel, waar deze in aanraking komt met de schacht van de penis (fig. 8).



De eikel mag niet rechtstreeks in aanraking komen met het apparaat. Trek de penis vervolgens weg van het lichaam, zodat deze vergroot is in slappe toestand.



Plaats de plastic basising (onderdeel 1) met het smalste deel naar boven. Steek de penis in de plastic basising (onderdeel 1), en laat de eikel rusten in de opening van het plastic bovenstuk (onderdeel 13). Plaats nu de linkerhand op het plastic bovensstuk (onderdeel 13) en druk het apparaat tegen het lichaam aan, zodat de assen een beetje ingedrukt worden (fig. 9).



Houd het apparaat ingedrukt met de linkerhand en plaats de vingers van de rechterhand in de siliconenlus en haal de eikel door de lus heen, zodat de rand van de eikel voorbij de siliconenlus komt te liggen (fig. 10).



Hoe repareren

Plaats de duim van de linkerhand bovenop de eikel om de penis op zijn plaats te houden terwijl u de siliconenlus geleidelijk inkort door met de rechterhand aan beide uiteinden van de band te trekken (fig. 11).



STrek de huid aan beide zijden van de penis langzaam naar je lichaam toe om te voorkomen dat de huid wordt afgeknelld of dat er een plooi over de groef van de eikel komt (fig 12).

De siliconenlus moet op en in lijn met de groef van de eikel zitten zonder pijn te doen, maar strak genoeg om te voorkomen dat de eikel eruit glijdt. Zet de siliconenband voorzichtig vast in de sluitingen aan de onderkant van de bovenste steun (stuk 13) door de tape uit te rekken telkens als u in de uitsparingen drukt.

Trek de band strak maar niet naar beneden om te voorkomen dat de penis wordt afgeknelld.

Controleer of er geen huid over de groef of onder de siliconenband zit. Als dat wel het geval is, trek de huid dan naar het lichaam toe om te voorkomen dat de huid bekneld raakt. Om Andropenis® te verwijderen, druk je de veren samen door tegen het lichaam te duwen, maak je de siliconenband (stuk 14) los van de sluitingen in de bovenste steun (stuk 13) en maak je de siliconenlus groter om de penis los te maken.

Andropenis® heeft een bevestigingssysteem van de eikel door middel van een band. Er zijn twee modellen beschikbaar: **Androcomfort®** band en **Androsilicone®** band. Het **Androcomfort®** bandsysteem maakt het gebruik van **Andropenis®** nog gemakkelijker. De band wordt geplaatst tussen de eikel en de schacht van de penis, het coronale sulcus-gebied. Breng de band aan in het schuimsysteem genaamd **Androtop®**. Bekijk hoe je ze gebruikt in:

www.andromedical.com/videos



Androsupport
Gids





fig. 12




fig. 13



Andropenis® heeft een siliconen ring die functioneert als een dempend systeem, **Androring®** genaamd. Deze ligt tussen de eikel en de schacht van de penis, de coronale sulcus-prepuce. Bekijk hoe je ze gebruikt in: www.andromedical.com/videos

Andropeyronie®, Androsurgery® en **Andropenis® Mini** hebben een superieur kunststofdeel (Androsupport) dat is aangepast voor de correctie van peniskrommingen (zie de "Gebruikshandleiding Androsupport"). www.andropenis.com/ifu




9 Tabellen

	LENGTE VAN HET APPARAAT	DUUR PER DAG
	Aanvangsperiode	
Eerste 5 dagen	Aanvangslengte	3 uur
Dag 6 - 10	Voeg een kleine as van 0,5cm toe. (onderdeel 11)	6 uur
Dag 11 - 15	Voeg een kleine as van 0,5cm toe. (onderdeel 11)	8 uur
	Ontwikkelingsperiode	
1ste en 2de maand	Voeg een kleine as van 0,5cm toe (onderdeel 11) elke 7 dagen	8 uur
3de en 4de maand	Voeg een kleine as van 0,5cm toe (onderdeel 11) elke 10 dagen	8 uur
Vanaf 5de maand	Voeg een kleine as van 0,5cm toe (onderdeel 11) elke 15 dagen	8 uur

AANBEVOLEN

Rehat dan urut zakar dan kelenjar





Setiap 2 atau 1.5 jam

Niet langer dan 8 uur met regelmatige tussenpozen gebruiken.

Om de 2 uur moet het apparaat een paar minuten verwijderd worden om het weefsel te laten ontspannen.

Slaap niet met het apparaat.

Opmerking: voor uw gemak, kunt u vanaf de vijfde maand, eerst een mini as van 0,3cm (onderdeel 12) toevoegen en enkele dagen daarna vervangen door een kleine as van 0,5cm (onderdeel 11) zodat de tractie geleidelijker verloopt.






10 Wijze van gebruik

De gebruikelijke behandeling, behalve voor afwijkende medische voorschriften, bestaat uit 2 periodes:

- Een aanpassingsperiode van 15 dagen.
- Een evolutieperiode, bestaande uit 3 afzonderlijke fasen: Initiële evolutiefase (1e en 2e maand), tussenliggende fase (3e en 4e maand) en uiteindelijke evolutiefase, die begint in de 5e maand.

Plaats en verwijder het apparaat de eerste dag als oefening 10 keer achter elkaar. In het geval van een kromming is het aan te raden om het apparaat van de kromming af te plaatsen. Voorbeeld: als je een kromming naar rechts hebt, moet je het apparaat in de tegenovergestelde richting plaatsen, naar links in de onderbroek. En als je een neerwaartse kromming hebt, moet je het apparaat naar beneden in de onderbroek plaatsen (zie onderstaande afbeeldingen). Om de 2 uur moet het apparaat een paar minuten worden verwijderd om de weefsels te laten ontspannen. Na de 5e maand moet deze rustperiode om de 1,5 uur worden aangehouden. Gebruik deze rustperiode om de penis licht te masseren. Was het apparaat om de 4 dagen met PH-neutrale zeep en water.

Wees geduldig en consistent met de behandeling, dit is de sleutel tot het bereiken van je doelen. Elke afwijking van het behandelingsprogramma kan de behaalde resultaten veranderen (raadpleeg je arts).



11 Operaties

Bij een eenvoudige operatie wordt aanbevolen om 15 dagen na de operatie te beginnen met het gebruik van **Androsurgery®**. Als de operatie zeer complex is, wordt aanbevolen om 1 maand na de operatie te beginnen met het gebruik van **Androsurgery®**. Raadpleeg altijd uw chirurg zodat hij u kan adviseren hoe lang na de operatie u kunt beginnen met het gebruik van **Androsurgery®** en de duur van het gebruik.

SURGERIE	Ontwikkelingsperiode	
1ste en 2de maand	Voeg een kleine as van 0,5cm toe (onderdeel 11) elke 7 dagen.	8 uur
Vanaf 3de maand	Voeg een kleine as van 0,5cm toe (onderdeel 11) elke maand.	8 uur

12 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Hoewel er meestal geen ongemak is, kan het apparaat op sommige dagen ongemakkelijk aanvoelen. Maak je geen zorgen, blijf het apparaat gebruiken. Indien nodig kunt u de behandeling echter één dag onderbreken.

Als je pijn of ongemak, blauwachtige verkleuring of gevoelloosheid van de eikel ervaart, verwijder dan het apparaat en masseer de penis. Hierdoor wordt de kleur van de penis weer normaal en verdwijnt het onaangename gevoel. Als je ongemak voelt aan de basis van de eikel, probeer dan katoen of gaas te dragen om dit gevoelige gebied te beschermen.

Als je het apparaat 15 tot 30 dagen niet hebt kunnen dragen, begin dan met een behandeling die 1 cm kleiner is dan de grootte van het apparaat op dat moment.

Blauwe plekken in de penis, reactie van de huid van de penis in het distale deel van de schacht en aan de basis van de penis (plaats waar de plastic ring wordt aangebracht), pijn, dyschromische veranderingen in de penis, gevoelloosheid van klieren, tintelend gevoel, oedeem of vochtretentie in de klieren, wond, irritatie, ontsteking en ongemak worden geïdentificeerd als restrisiko's. Als een van de volgende restrisiko's optreedt tijdens het gebruik van het hulpmiddel, raden wij u ten eerste aan het gebruik te staken.

Gebruik geen Andropenis®: tijdens het slapen, tijdens inspannende lichamelijke activiteit of sport. Onder invloed van recreatieve drugs of alcohol. Als je een maagzweer, seksueel overdraagbare aandoening of wond in het genitale gebied hebt.

Strikte hygiëne in acht nemen tijdens het gebruik van het apparaat. Verwijder het apparaat om te plassen of te ontlasten of tijdens seksuele gemeenschap. Als je een erectie krijgt terwijl je het apparaat gebruikt, maak je dan geen zorgen: het voelt gewoon wat strakker aan.

Als je witte vlekken op je eikel krijgt, moet je naar een dokter gaan, want het kan zijn dat je een schimmelinfectie hebt opgelopen. Persoonlijke hygiëne is erg belangrijk. Houd het apparaat schoon.

Het gebruik van medicijnen om de haargroei te stimuleren (finasteride), medicijnen tegen depressie, slaappillen, kalmeringsmiddelen en slaapmiddelen kunnen de effectiviteit van het apparaat aanzienlijk verminderen. Het gebruik van topische Minoxidil om de haargroei te stimuleren is toegestaan.

In geval van lichte irritatie, kneuzing van de penis of reactie van de penishuid in het distale deel van de schacht of aan de basis van de penis. Gebruik het apparaat gedurende 4 dagen niet. Breng twee keer per dag anti-irritatiezalf aan, 's ochtends en 's middags, en de helende zalf 's avonds. Als de wond aanhoudt, stop dan met het gebruik van het apparaat en neem contact op met uw arts. Als u ongemak voelt in de penis, masseer de penis dan elke avond gedurende 5 minuten met een hydraterende crème en maak daarbij zachte rekkende bewegingen.

Contra-indicaties: Patiënten met ongecontroleerde diabetes, genitale herpes, seksueel overdraagbare aandoeningen, urethritis en acute blaasontsteking, acute prostatitis, abdominale hernia, dermatitis, zaadbalkanker, lymfatische kanker, lymfoom, dwarslaesiepatiënten, quadriplegiepatiënten en patiënten die een antistollingsbehandeling ondergaan.

Bijwerkingen: Andropenis® specifiek is ontworpen voor medisch gebruik en het gebruik geen secundaire effecten met zich meebrengt, zolang het correct wordt gebruikt onder de indicaties die in deze handleiding worden vermeld.

13 Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ongemak of pijn	Riemen zitten te strak, passen niet goed of zijn niet goed uitgelijnd	- Maak de riemen iets losser en controleer de passing opnieuw. Controleer of het apparaat goed is uitgelijnd langs de as.
		- Breng indien nodig extra vulling aan om de druk te verminderen.
		- Als de pijn aanhoudt, verwijder dan het apparaat en raadpleeg uw arts.
Huidirritatie of roodheid	Langdurig dragen, verkeerde pasvorm of gevoeligheid van de huid voor materialen	- Zorg ervoor dat het apparaat niet te lang zonder pauzes wordt gedragen, zoals wordt geadviseerd.
		- Gebruik een barrièrecrème of extra vulling om de huid te beschermen.
		- Reinig het apparaat regelmatig om irritatie door zweet en vuil te voorkomen.
Slippen of losraken	Riemen zitten te los, onjuiste toepassing	- Als de irritatie verergert, stop dan met het gebruik en raadpleeg een arts.
		- Maak de riemen opnieuw vast en zorg ervoor dat ze voldoende steun bieden zonder de bloedsomloop af te snijden.
		- Zorg ervoor dat het apparaat goed is uitgelijnd en gecentreerd op de penis.
Moeite met het aanbrengen van het apparaat	Onjuiste positionering	- Controleer op slijtage of schade aan de riemen of bevestigingsmiddelen. Vervang ze indien nodig.
		- Volg de instructies nauwkeurig op voor een juiste uitlijning en toepassing.
		- Bekijk indien nodig demonstratievideo's
Apparaat veroorzaakt zwelling	Overmatige druk van riemen, vernauwing of onjuiste maatvoering	- Verwijder het apparaat onmiddellijk als er zwelling optreedt.
		- Breng het apparaat losser aan, zodat het goed doorbloed wordt.
		- Als de zwelling aanhoudt, raadpleeg dan uw arts voordat u het gebruik hervat.
Breuk of beschadiging van het apparaat	Normale slijtage, overmatige kracht tijdens gebruik	- Inspecteer het apparaat voor en na elk gebruik op tekenen van slijtage of schade.
		- Vervang het apparaat als er onderdelen kapot of beschadigd zijn. Probeer een beschadigd apparaat niet zelf te repareren.
		- Vervang het apparaat als het een hardnekkige geur ontwikkelt of als schoonmaken het probleem niet oplost.
Problemen met geur of hygiëne	Onjuiste reiniging	- Maak het apparaat na elk gebruik grondig schoon met milde zeep en warm water.
		- Droog het apparaat volledig af voordat je het opbergt of opnieuw gebruikt.
		- Vervang het apparaat als het een hardnekkige geur ontwikkelt of als schoonmaken het probleem niet oplost.
Riemen blijven losraken	Zwakke of versleten bevestigingsmiddelen	- Controleer de staat van de riemen en bevestigingen.
		- Vervang het apparaat als de bevestigingen niet meer goed werken, omdat ze mogelijk niet de juiste ondersteuning bieden.



www.andropenis.com

Increase penis size with traction therapy and treat micropenis.



www.andropeyronie.com

Reduce penile curvature and treat Peyronie's disease.



www.androvacuum.com

Improve erections with vacuum therapy and treat erectile dysfunction.



andromedical.com/shop

Spare parts and accessories



www.andropharma.com

PENIS

Increase the own testosterone levels and improve penile lengthening.

VIGOR

Increase men's sexual desire and achieve long lasting erections.

CURVATURE

Inhibit the fibrous plaque of Peyronie with natural anti-inflammatories.

Further information, updates, privacy policy, return-refund policy, disclaimer and conditions of warranty can be found at: www.andromedical.com

© Copyright 1995-2025 Andromedical®, Madrid (Spain).